

AT51001
NÁVOD K POUŽITÍ CHODÍTKO



CZK

URČENÍ

Skládací chodítko je určeno pro lidi s problémy s vertikalizací, s onemocněním pohybového aparátu nebo pro lidi s problémy s udržením rovnováhy při chůzi. Chodítko poskytuje uživateli oporu a snižuje riziko převrácení. Výrobek bude dobře fungovat při učením chůze nebo po úrazech.

CHARAKTERISTIKA

- vyrobeno z vyztuženého hliníku
- vybavena sadou protiskluzových nožiček
- snadné skládání a přeprava, složené jedním tlačítkem
- 8 úrovní nastavení výšky
- ergonomické pěnové rukojeti

KONTRAINDIKACE

fyzická nebo mentální omezení (např. zrakové postižení), která brání bezpečné manipulaci s výrobkem.

UPOZORNĚNÍ:

1. Před použitím chodítka si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Používání chodítka na zemi, která neposkytuje spolehlivou oporu, tj. mokré, zledovatělé, mastné, silně písčité, je nepřijatelné z důvodu nebezpečí pádu.
3. Před každým použitím - proveďte vizuální kontrolu všech konstrukčních prvků výrobku, včetně: - pečlivě zkontrolujte stabilitu a stav nosného rámu
4. Chodítko slouží pouze k podpoře jednoho uživatele, je zakázáno na chodítku stát.
5. Nepřekračujte maximální výšku (8 stupňů nastavení výšky)
6. Nepoužívejte, pokud hmotnost uživatele přesahuje 110 kg.
7. Chodítko nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli viditelné nebo hmatatelné poškození (např. praskliny). rám), protože to může vést k nehodě.
8. Nevyklánějte se z chodítka. To může způsobit pád uživatele.
9. Nehoupejte se s chodítkem. To může způsobit pád uživatele.
10. Vyhněte se kontaktu s otevřeným ohněm

NEŽADOUcí PŘÍHODA

V případě "vážného incidentu" souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

tato "závažná událost" musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

POZOR:

V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých, pro uživatele nejasných příznaků souvisejících s používáním zdravotnického prostředku, se poraďte se zdravotníkem.

POZOR: je zakázáno používat výrobek jiným způsobem, než ke kterému je určen!

POZOR: Před použitím zkontrolujte, zda byly všechny prvky správně smontovány.

POZOR: Při používání a manipulaci s výrobkem, jakož i při jeho montáži a seřizování mechanismů může dojít k zachycení a/nebo přimáčknutí částí těla uživatele/asistenta do otvorů/mezer mezi prvky. Tyto kroky by měly být prováděny se zvláštní opatrností. Po nastavení stabilizujte polohu opatrným utažením matic/šroubů

POZNÁMKA: Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené zanedbáním údržby, nesprávným servisem nebo nedodržením doporučení obsažených v tomto návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška: 75 - 93 cm, 8 úrovní nastavení, každých 2,5 cm

Šířka mezi držadly: 46 cm

Šířka: 58 cm

Šířka ve složeném stavu: 9 cm

Délka: 46 cm

Rozměry balení: 52 x 10 x 79 cm

Maximální hmotnost uživatele: 110 kg

Hmotnost: 2,2 kg

Hmotnost s kartonem: 3 kg



TATO ZNAČKA OZNAČUJE MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE.

ROZKLÁDÁNÍ

Chcete-li chodítko rozložit, vytáhněte boční strany chodítka ven, dokud neuslyšíte charakteristické cvaknutí západky, a poté nastavte nohy do příslušné výšky.

SLOŽENÍ

Chodítko složíte stisknutím západkového tlačítka a zatažením po stranách chodítka dovnitř a poté chodítko složíte.

POUŽITÍ

Postavte se k chodítku, oběma rukama držte rukojeti chodítka. Pohyb s touto pomůckou spočívá ve střídavém zvedání boků chodítka nahoru, jejich posouvání dopředu a přidávání dolních končetin.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Zdravotnický pracovník indikuje použití přípravku dospělým a dětem na vlastní nebezpečí s přihlédnutím k dostupným variantám / velikostem / nezbytným funkcím / velikostí a indikacím, s přihlédnutím k informacím poskytnutým výrobcem.

ÚDRŽBA PRODUKTU

Výrobek by měl být pravidelně čištěn vodou a jemnými čisticími prostředky. K čištění můžete použít i dezinfekční prostředky. Ujistěte se, že dezinfekční prostředek neobsahuje agresivní chemikálie, jako jsou silné kyseliny a zásady. Nepoužívejte hrubé čisticí předměty ani silné čisticí prostředky.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Pokud se výrobek nepoužívá, měl by být skladován na suchém a chladném místě v původním obalu. Vyhněte se vlhkým místnostem a dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření.

LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI. Reklamacie bez dokladu o koupi nebudou akceptované.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamacie zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).



ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00



Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

Datum vydání návodu: 20.11.2022

1 1 22 11 2022