

**AT51093 CHODÍTKO KROKOVACÍ
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**



Skládací chodítko je určeno pro osoby s problémy s vertikalizací, s onemocněním pohybového aparátu nebo s problémy s udržení rovnováhy při chůzi. Chodítko poskytuje uživateli podporu, což snižuje riziko převrácení. Výrobek bude dobře fungovat, když se učí chodit nebo po zranění.

VLASTNOSTI

- vyrobeno z vyztuženého hliníku
- vybaveno sadou protiskluzových a nožiček
- snadné složení a přeprava, skládací jedním tlačítkem
- 8 úrovní nastavení výšky
- ergonomické pěnové rukojeti

KONTRAINDIKACE

fyzická nebo duševní omezení (např. zrakové postižení), která brání bezpečné manipulaci s výrobkem.

VAROVÁNÍ:

1. Před použitím chodítka si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
2. Použití chodítka na zemi, která neposkytuje spolehlivou podporu, tj. mokrá, ledová, mastná, silně broušená, je nepřijatelná kvůli riziku pádu.
3. Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu všech konstrukčních prvků výrobku, včetně: - pečlivě zkontrolujte stabilitu a stav nosného rámu
4. Chodítko se používá pouze k podpoře sebe sama pro jednoho uživatele, je zakázáno stát na chodítku.
5. Nepřekračujte maximální výškovou úroveň.
6. Nepoužívejte, pokud hmotnost uživatele přesahuje 110 kg
7. Nepoužívejte chodítko, pokud dojde k viditelnému nebo znatelnému poškození (např. prasknutí rám), protože to může mít za následek nehodu.
8. Nenaklánějte se mimo chodce. To hrozí, že se uživatel převrátí.
9. Nehoupejte chodce. To hrozí, že se uživatel převrátí.
10. Je třeba se vyvarovat kontaktu s otevřeným ohněm

POZNÁMKA:

V případě "závažné nežádoucí příhody" vztahující se k prostředku, která přímo nebo nepřímo vede, mohla vést nebo může vést k následujícímu:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby, nebo
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby, nebo
- c) vážnou hrozbu pro veřejné zdraví;

Tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem Úřad pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

POZNÁMKA: Výrobce ani prodejce neodpovídá za škody způsobené špatným užíváním výrobku, špatné údržby, nedostatečného servisu nebo nedodržení pokynů uvedených v tomto manuálu.

POZNÁMKA:

V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků, které jsou uživateli nejasné a které souvisejí s používáním zdravotnického prostředku, je třeba konzultovat zdravotnického pracovníka.

POZOR: je zakázáno používat výrobek jiným způsobem než k určenému účelu!

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda byly všechny součásti správně sestaveny.

POZNÁMKA: Během používání výrobku a manipulace s ním a během jeho skládání a seřizování mechanismů může existovat riziko zachycení a/nebo stlačení částí těla uživatele/doprovázející osoby v otvorech/mezerách mezi prvky. Tyto kroky by měly být prováděny s velkou opatrností. Po dokončení nastavení stabilizujte polohu utažením matic/šroubů

POZNÁMKA: Výrobce neodpovídá za škody způsobené zanedbáním údržby, nedostatečným servisem nebo nedodržováním doporučení v této příručce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška: 72 – 89,5, 8 stupňů nastavení, každé 2,5 cm

Šířka rukojeti: 49 cm

Šířka: 60cm

Šířka složeného těla: 11 cm

Délka: 51

Rozměry balení: 580x120x760 cm

Maximální hmotnost uživatele: 110 kg

Hmotnost: 2.3 kg

Hmotnost v kartonu: 3.3 kg



TOTO OZNAČENÍ OZNAČUJE MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE.

ROZKLÁDÁNÍ

Chcete-li chodítko rozložit, vytáhněte boční strany chodítka ven, dokud neuslyšíte charakteristické cvaknutí západky, a poté nastavte nohy do příslušné výšky.

SLOŽENÍ

Chodítko složíte stisknutím západkového tlačítka a zatažením po stranách chodítka dovnitř a poté chodítko složíte.

POUŽITÍ

Postavte se k chodítku, oběma rukama držte rukojeti chodítka. Pohyb s tímto typem náčiní spočívá ve střídavém zvedání boků chodítka nahoru, jejich posouvání dopředu a přidávání dolních končetin.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Zdravotnický pracovník indikuje použití přípravku dospělým a dětem na vlastní nebezpečí s přihlédnutím k dostupným variantám / velikostem / nezbytným funkcím / velikosti a indikacím, s přihlédnutím k informacím poskytnutým výrobcem.

ÚDRŽBA PRODUKTU

Výrobek by měl být pravidelně čištěn vodou a jemnými čisticími prostředky. Produkt může být vystaven zásahu dezinfekčními prostředky. Ujistěte se, že dezinfekční prostředek neobsahuje agresivní chemikálie, jako jsou silné kyseliny a zásady. Nepoužívejte hrubé čisticí předměty ani silné čisticí prostředky.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Pokud se výrobek nepoužívá, měl by být skladován na suchém a chladném místě v původním obalu. Vyhněte se vlhkým místnostem a dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření.

LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

.....

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

.....

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI. Reklamacie bez dokladu o koupi nebudou akceptované.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamacie zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).



ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawisłańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00

Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

Datum vydání návodu: 20.11.2022
v1-1 20

