

AT52202

NÁVOD K POUŽITÍ, BOČNÍ ZÁBRANA K NEMOCNIČNÍ POSTELI PROTI VYPADNUTÍ



MD

CE

CZ

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtete tento návod k použití. Výrobek nesmí být používán bez předchozího seznámení se s tímto návodem a jeho pochopení. Pokud nerozumíte varováním, poznámkám nebo doporučením, kontaktujte zdravotnického specialistu nebo prodejce, abyste předešli poškození výrobku nebo poranění.

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte všechny části z hlediska poškození během přepravy. Pokud zjistíte jakékoli poškození, **VÝROBEK NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN**. Více informací získáte u prodejce.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Osoby trpící nemocemi, dysfunkcemi nebo zraněními, k jejichž léčbě/rehabilitaci nebo kompenzaci je tento výrobek určen (viz část o určeném použití výrobku v tomto návodu k použití). Výrobek si může uživatel zakoupit samostatně nebo na doporučení lékaře, terapeuta či jiného odborníka. Ať už si výrobek zakoupíte sami nebo na doporučení lékaře/terapeuta/jiného odborníka, musíte vzít v úvahu dostupné velikosti/potřebné funkce a varianty výrobku, indikace a kontraindikace použití a informace poskytnuté výrobcem.

POUŽITÍ / INDIKACE

Boční zábrana k nemocniční posteli proti pádu je součástí vybavení nemocničních, rehabilitačních a pečovatelských lůžek, jejímž účelem je: Zabránit náhodnému pádu pacienta z postele.

Zvýšit bezpečnost osob s omezenou pohyblivostí nebo problémy s koordinací pohybů.

Stabilizovat pacienta během spánku nebo odpočinku a snížit riziko pádu.

Podpořit pečovatele při zajišťování pohodlí a bezpečí starších, postižených nebo zraněných osob.

Umožnit pacientům oporu při změně polohy, například při sedání nebo vstávání z postele.

Indikace:

Pacienti s omezenou pohyblivostí

Starší osoby

Osoby po operacích

Osoby s demencí nebo kognitivní poruchou

Pacienti s epilepsií

Osoby s poruchami spánku

Pacienti v rehabilitaci

KONTRAINDIKACE

Fyzická nebo mentální omezení (např. zrakové postižení), která znemožňují bezpečné použití výrobku.

Pacienti, kteří mají tendenci sami vstávat nebo přelézat postel bez pomoci – zábrana může zvyšovat riziko zranění při pokusu o její překonání.

Pacienti s poruchami chování nebo úzkostmi – mohou na zábranu reagovat negativně a snažit se ji odstranit.

Pacienti s vysokou psychomotorickou aktivitou – mohou se snažit zábranu zničit nebo poškodit.

Pacienti vyžadující častý přístup ze strany personálu – zábrana může bránit rychlému zásahu.

Osoby s netypickými tělesnými proporcemi – hrozí riziko zachycení končetin mezi prvky zábrany.

Nevhodná montáž nebo nekompatibilita s typem postele – může vést k nestabilitě a riziku selhání.

Poruchy pohybu – například spasticita může vést k zaklínění.

SEZNAM SOUČÁSTÍ

Hlavní rám, rám s madlem, svorky, popruhy, návod k použití

VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jednoduchá montáž

Snadné použití

Rozměry rámu: 53 x 51 cm

Šířka madla: 27 cm

Celková výška: 52 cm

Hmotnost výrobku: 2,25 kg

Materiál: ocel, pěna, textilie(polyester)

Maximální nosnost uživatele: 100 kg



Tento symbol označuje maximální hmotnost uživatele.

MONTÁŽ

Obrázek 1:

Na rámu (část B) jsou 2 černé krytky. Sejměte tyto krytky z rámu.

Obrázek 2:

Po sejmutí krytek nasadte sponu (část C) na trubky po obou stranách rámu. Poté krytky opět nasadte zpět.

Obrázek 3:

Na druhé straně rámu (část B) připevněte popruh (část D) na obě strany pomocí zacvakávacích přezek.

Obrázek 4:

Vložte rám s úchopem (část A) do vodorovného rámu (část B). Pomocí popruhů můžete podpěru upevnit k matraci nebo k posteli.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PŘIPEVNĚNÍ PODPĚRY


Boční podpěru lze upevnit pomocí pásků buď k rámu postele, nebo přímo k matraci. Při upevnění k matraci je nutná zvýšená opatrnost. Upozornění:

Pacienti se zvýšeným rizikem vzniku proleženin (např. imobilní osoby, osoby s omezenou pohyblivostí nebo neurologickým onemocněním) by neměli být umístěni přímo na pásy.

Pro snížení rizika poškození kůže:

použijte dodatečnou odlehčovací podložku, nebo

upevněte podporu k rámu postele, ne k matraci.
Nedodržení těchto pokynů může vést k místnímu tlaku a poškození pokožky.



NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODA

V případě "vážného incidentu" souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

tato "závažná událost" musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

ČIŠTĚNÍ

Čištění a dezinfekce by měly být prováděny pravidelně. Používejte jemné mýdlové čisticí prostředky, vyhněte se abrazivním materiálům. Je možné použít standardní metody dezinfekce. Nepoužívejte parní čističe ani chemické látky obsahující agresivní látky.

Pečujte o své zařízení pravidelnými kontrolami technického stavu. Nesprávná funkce částí výrobku může vést k nebezpečným situacím. Pravidelné kontroly, správné nastavení a včasná výměna opotřebovaných nebo poškozených dílů zajistí dlouhodobé a bezproblémové používání.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte ani nemontujte díly od externích dodavatelů!

SKLADOVÁNÍ

Výrobek uchovávejte na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) Produkt zaslaný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamáce zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).



ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawisłańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00

PRVNÍ KONTAKT: Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

Datum vydání návodu: 04.02.2025
v1-04.02.2025

