

**MANUÁL
POLOHOVACÍHO KŘESLA
AT56250/AT56251**



CE

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt, přečtěte si prosím pozorně návod k použití. Výrobek nepoužívejte, dokud si nepřečtete a neporozumíte těmto pokynům. Pokud nerozumíte varováním, upozorněním a doporučením, obraťte se na svého zdravotnického pracovníka nebo prodejce, aby nedošlo k poškození produktu.

VAROVÁNÍ: Všechny díly by měly být zkontrolovány, zda nejsou poškozeny během přepravy. Pokud si takového poškození všimnete,

VÝROBEK NEPOUŽÍVEJTE.

Pro více informací kontaktujte výrobce. POUŽÍVAT Křeslo bylo vytvořeno tak, aby poskytovalo pohodlí uživatelům, relaxaci a také podporovalo a umožňovalo bezpečné vstávání lidem, pro které je tato činnost obtížná. Podporuje lidi se zraněním, poškozením, starší osoby atd.

KONTRAINDIKACE

Fyzická nebo psychická omezení (např. zrakové postižení), která brání bezpečné manipulaci s výrobkem.

-Zhoršená rovnováha a stabilita: Pro lidi, kteří mají problémy s rovnováhou nebo stabilitou, může být obtížné bezpečně používat zvedací křeslo. Náhlé pohyby židle mohou vést ke ztrátě rovnováhy.

-Kožní onemocnění: U lidí s aktivními kožními infekcemi nebo otevřenými ranami, zejména v oblastech těla, které přicházejí do styku se židlí, může dojít ke zhoršení v důsledku neustálého tření nebo tlaku.

-Smyslové poruchy: Lidé se smyslovými poruchami, zejména nouhou, se nemusí cítit pohodlně nebo je může dostatečně bolet, což může vést k tomu, že si nevšimnou zranění způsobených dlouhodobým tlakem.

-Závažné problémy s krevním oběhem: Lidé se závažnými problémy s krevním oběhem nohou mohou pocítovat nepohodlí nebo zhoršení stavu při používání zvedacího křesla, které zvyšuje tlak na dolní končetiny při zvedání a spouštění.

-Obavy o bezpečnost: Zvedací křesla jsou často vybavena elektrickými mechanismy, které nemusí být vhodné pro osoby se zhoršeným vnímáním nebo s matoucím chováním (v některých případech např. Demence), protože mohou náhodně spustit mechanismus, což vede k pádům nebo jiným nehodám.

AT56250 SPECIFIKACE

Maximální hmotnost uživatele: 170 kg

Šířka sedáku: 54 cm

Výška sedáku: 51 cm

Hloubka sedáku: 50 cm

Šířka područek: 81 cm

Celková hloubka: 87 cm

Výška područek: 63 cm

Šířka opěradla: 66 cm

Výška opěradla: 71 cm

Celková výška: 109 cm

Opěradlo s výplní z mikrovlákna, hustota 30KGS/M3

Sedák a loketní opěrka s plnou hustotou pěny 30 kg / M3 Hlavní motor: 6000N,

Motor opěradla: 6000N,

Rychlost motoru: 6 mm/s

Vstup: 100-240V, 50/60Hz, 1,3A

Výstup: 29.0V-1.8A 52.2W AT56251

AT56251 SPECIFIKACE

Maximální hmotnost uživatele: 170 kg

Šířka sedáku: 57 cm

Výška sedáku: 50 cm

Hloubka sedáku: 56 cm

Celková šířka: 86 cm

Celková výška: 107 cm

Celková hloubka: 92 cm

Hlavní motor: 6000N,

Motor opěradla: 6000N,

Rychlost motoru: 6 mm/s

Vstup: 100-240V, 50/60Hz, 1,3A

Výstup: 29.0V-1.8A 52.2W

VAROVÁNÍ!

Křeslo by mělo být umístěno na rovné podlaze.

NEPOUŽÍVEJTE židli ve vlhkém nebo prašném prostředí, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo problémy se spotřebičem. Křeslo musí být v suché místnosti.

NEPOUŽÍVEJTE židli při pokojové teplotě vyšší než 40 °C.

NEVYSTAVUJTE židli topným tělesům, sporákům nebo přímému slunečnímu záření.

NEPOUŽÍVEJTE židli venku. Pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte se dešti, sněhu, ledu, slaná nebo stojatá voda. Udržujte a skladujte na čistém a suchém místě.

Když křeslo NEPOUŽÍVÁTE, odpojte napájecí kabel od hlavního zdroje napájení, aby nedošlo k přehřátí.

NEPOKLÁDEJTE ani nepokládejte žádné těžké předměty na loketní opěrku, opěrku nohou nebo opěradlo židle.

NESKÁKEJTE ani si nehrajte na židli.

NESEDEJTE si ani nestůjte na opěrce nohou.

Během práce NESPĚTE na židli.

Při používání židle musí být děti pod dohledem dospělé osoby.

Udržujte domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti, když se židle pohybuje.

Zkontrolujte, zda voltáž je v souladu se specifikacemi uvedenými pro křeslo.

Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s místními předpisy.

NEZAPOJUJTE ani neodpojujte z elektrické zásuvky mokřýma rukama. Možná tohle

může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu spotřebiče.

Při odpojování zástrčky ji vytáhněte tak, že ji budete držet za zástrčku, nikoli za kabel.

NEUMISŤUJTE kabel AC/DC adaptéru pod sedadlo, mohlo by dojít k poškození sedadla a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE se povrchu zástrčky bezprostředně po použití, protože se může velmi zahřát.

NEPOUŽÍVEJTE dálkový ovladač mokřýma rukama, ostrými nebo těžkými předměty.

NEVKLÁDEJTE prsty ani ruce mezi sedadlo a opěrku nohou, když je sedadlo sklopené nebo když je sedadlo

Sedadlo se vrátí ze sklopené polohy do polohy vsedě.

POZNÁMKA! Při používání židle v chladné místnosti nezvyšujte teplotu náhle. Doporučuje se postupně zvyšovat teplotu na normální úroveň.

V případě, že je židle uložena na chladném místě a přemístěna na teplé místo, doporučuje se ji použít o hodinu později, protože její výkon nemusí být na optimální úrovni, protože na mechanických částech může být rosa. Problémy se strojem mohou nastat, když je studený stroj náhle použit v teplé místnosti.

POZNÁMKA! V následujících případech okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a kontaktujte odborníka na servis.

-Pokud je židle náhodou zaplavena vodou. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

-V případě, že je čalounění roztržené a vnitřní mechanismus je odkrytý.

-Pokud je během provozu zjištěna jakákoli hlavní funkce nebo jiný abnormální stav.

-Pokud dojde k výpadku proudu, může dojít ke zranění při neočekávaném obnovení napájení.

-V případě silného blesku


UPOZORNĚNÍ: Je zakázáno používat výrobek jiným způsobem, než ke kterému je určen.

POZNÁMKA: Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedbalým čištěním a údržbou nebo v důsledku nedodržení pokynů v této uživatelské příručce


SKLÁDACÍ

KROK 1: VLOŽTE ZÁDOVOU OPĚRKU NA ÚCHYTY.

KROK 2: PŘIPEVNĚTE LÁTKOVOU KLOPU S VELCRO K ZÁKLADNĚ SEDADLA.



- (1) Konektor motoru a kabeláže.
- (2) Konektor kabeláže a adaptéru.
- (3) Adaptér a konektor pro zapojení zástrčky.
- (4) Konektor motoru a ručního ovládání.




SLOŽENÍ VÝROBKU:

Opakujte výše uvedené kroky v opačném pořadí.

POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Ruční ovládání aktivuje motory v sedadle, které umožňují nastavení a nastavení sedadla.



RUČNÍ OVLÁDÁNÍ MASÁŽE (AT56251)



FUNKCE PROVOZNÍCH FUNKCÍ

- 1) **NAPÁJENÍ:** Tlačítko napájení produktu
- 2) **HEAT:** Tlačítko pro spuštění funkce ohřevu. Teplota ohřevu se pohybuje v rozmezí 50-60 °C.
- 3) **INTENZITA:** Tlačítko pro výběr intenzity masáže. Tato funkce má dvě intenzity: silnou a slabou
- 4) **REŽIM:** Tlačítko pro výběr masážního režimu. Pro tuto funkci je k dispozici pět vibračních režimů
- 5) **ZÁDA:** Tlačítko pro ovládání masáže zad.
- 6) **BEDERNÍ:** Tlačítko pro ovládání masáže pasu
- 7) **STEHNO:** Tlačítko pro ovládání masáže stehien
- 8) **NOHA:** Tlačítko pro ovládání masáže lýtek
- 9) **ČASOVAČ:** Tlačítko pro výběr doby masáže. Tato funkce má tři časové možnosti: 15 minut, 30 minut a 60 minut. Výchozí doba masáže je 30 minut

Pokyny k produktu

- 1) Připojte všechny konektory produktu a zapněte napájení
- 2) Aktivujte tlačítko napájení. Produkt je připraven k použití. Výchozí intenzita masáže je silná, vibrační režim je automatický a doba masáže je 30 minut. Tlačítko intenzity, tlačítko režimu a tlačítko času lze přizpůsobit podle vašich potřeb.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Pravidelně otírejte prach a nečistoty. Udržujte židli v čistotě a mimo prostory s vysokou vlhkostí. Pokud židli delší dobu nepoužíváte, zakryjte ji kouskem čistého hadříku/látky, abyste ji chránili před prachem.

POZNÁMKA: Před čištěním se ujistěte, že je hlavní vypínač vypnutý a že je zástrčka vytažena z elektrické zásuvky.

K čištění plastů, trubek a čalounění židle můžete použít syntetické a velmi jemné mýdlo. Opatrně setřete všechny stopy mýdla suchým hadříkem.

Chcete-li vyčistit suchou skvrnu, namočte kousek měkkého hadříku do teplé mýdlové vody, vyždímejte hadřík do sucha a naneste jej na skvrnu.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte čisticí prostředky, jako je benzen nebo ředidlo, ani žádné jiné čisticí prostředky, které mohou způsobit vyblednutí barvy látky a poškrábání čalounění.

Neodstraňujte čalounění za účelem praní. Žehlení čalounění je přísně zakázáno.

Tkanina by neměla přijít do přímého kontaktu s žádným zdrojem tepla, jako je radiátor. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo požáru.

OBCHOD

Výrobek by měl být skladován v suché, chladné místnosti, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření.

Neskladujte židli na přímém slunci nebo v oblastech s vysokou teplotou. To může způsobit vyblednutí barvy látky.

ZPŮSOB LIKVIDACE VÝROBKU

Tento výrobek obsahuje elektronické součásti. Na konci své životnosti by neměl být vyhazován do běžného odpadkového koše. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na příslušné sběrné místo pro elektrická a elektronická zařízení. Likvidace vhodným způsobem zabraňuje možnému poškození životního prostředí a lidského zdraví, v souladu s platnými právními předpisy pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícím.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) Produkt zaslaný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamace zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).

ANTAR Sp. J.

I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00

Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice

E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz

Tel.: 596 630 615

Datum vydání návodu: 19.06.2023

v1-19.06.2023