

**AT52324**  
**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INVALIDNÍ VOZÍK**



## OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte zařízení, dokud si nepřečtete a neporozumíte této příručce. Pokud varováním nebo pokynům nerozumíte, obraťte se na zdravotnického pracovníka nebo prodejce, aby nedošlo k poškození výrobku.

## KONTRAINDIKACE

fyzická nebo duševní omezení (např. zrakové postižení), která brání bezpečné manipulaci s výrobkem.

## URČENÍ

Invalidní vozík je určen k přepravě osob se zdravotním postižením a osob s omezenou pohyblivostí.

## CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Zdravotnický pracovník na vlastní odpovědnost uvede použití prostředku dospělým a dětem, přičemž zohlední dostupné varianty/velikosti/nezbytné funkce/velikost a indikace a s přihlédnutím k informacím dodaným výrobcem.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rám: hliník  
Rozměry d.š.v.: 101 x 63 x 88,5 cm  
Rozměry po složení: 740x28x68 cm  
Šířka sedáku: 46 cm  
Hloubka sedáku: 40 cm  
Výška opěradla: 42 cm  
Výška loketní opěrky: 20 cm  
Výška od země k opěrce nohou: 18,5 – 21 cm (2 úrovně nastavení)  
Výška sedáku: 47 cm  
Čistá hmotnost : 10.7 kgs  
Celková hmotnost: 12.4 kg  
Maximální nosnost: 100 kg  
Kola litá vzadu: 20"  
PVC přední kola: 6"

## VLASTNOSTI INVALIDNÍHO VOZÍKU

- bezpečnostní pás
- Přídavná zadní kapsa
- Stabilizační pás lýtky
- sklopné opěradlo
- rychloupínače zadních kol




Tento symbol označuje maximální hmotnost uživatele

## KOMENTÁŘE

1. Nezapomeňte zabrzdít i při krátké zastávce. Je důležité zvyknout si používat brzdy.
2. Invalidní vozík není schopen provádět náhlé brzdění, takže při jízdě příliš nezrychlujte.
3. Při prudkém otáčení zpomalte, abyste se nepřevrátili.
4. Před pohybem na invalidním vozíku se ujistěte, že pacient drží nohy na opěrce nohou.
5. Před použitím zkontrolujte, zda byly všechny součásti správně sestaveny.
6. Při nastupování a vystupování z invalidního vozíku se ujistěte, že je brzda zabrzděna.
7. Při výstupu z invalidního vozíku nestůjte na opěrce nohou, protože kočárek se nakloní dopředu.
8. Neumisťujte invalidní vozík do blízkosti zdrojů ohně.
9. Pokud není zařízení používáno správně, může existovat riziko převrácení. Postupujte podle pokynů pro nástup/sesednutí/přesun.
10. Během používání zařízení a manipulace s ním a během jeho skládání a seřizování mechanismů může existovat riziko zachycení a/nebo stlačení částí těla uživatele/doprovázející osoby v otvorech/mezerách mezi prvky. Tyto kroky by měly být prováděny s velkou opatrností. Po dokončení nastavení stabilizujte polohu utažením matic/šroubů
11. Je zakázáno používat výrobek jinak než k určenému účelu

## APLIKACE

### ROZKLÁDÁNÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU SE SKLOPNÝM OPĚRADLEM



1. Měli byste uchopit rukojeť a zvednout ji, jak šipka naznačuje, že se má opěradlo rozložit.
2. Při zvedání rukojeti zatlačte na loketní opěrku.
3. Zatlačte na boky sedadla, dokud se zcela nerozloží.
4. Opěrky nohou by měly být spuštěny dolů, namontujte pás na lýtky.



### NASTAVENÍ OPĚRKY NOHOU

Otočte opěrku nohou ve směru šipky a upravte její výšku. Dále je třeba utáhnout matici na straně trubky opěrky nohou pomocí přiloženého klíče.

### NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRKY NOHOU

1. Pomocí klíče mírně povolte šroub v místě, kde je trubka stupačky přišroubována k opěrce nohou, a po dokončení nastavení ji upevněte.
2. Otočte opěrku nohou ve směru označeném šipkou. Poté upevněte opěrku nohou.



### POZNÁMKA

1. Opěrka nohou by měla být vytočena do boku při každém vstupu nebo výstupu z invalidního vozíku.
2. Ujistěte se, že opěrka nohou je nejméně 7 cm nad zemí. Pokud je příliš nízká, opěrka nohou narazí na překážky při pohybu na nerovném povrchu, což má za následek nerovnováhu invalidního vozíku.

**POUŽITÍ BRZDY** Brzda na rukojeti se používá pouze ke snížení rychlosti. Nezapomeňte použít obě boční brzdy současně. Chcete-li zamknout vozík, musíte zatáhnout za brzdovou páku.

### BOČNÍ BRZDA

Chcete-li vozík zablokovat, zatáhněte za páky obou bočních brzd dozadu. Tlačení dopředu uvolníte brzdu.



### SLOŽENÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU

1. Zatlačte na klipy uvolňující zámek opěradla, jednou rukou držte rukojeť a druhou zatáhněte dozadu.
2. Pak uchopte střed opěradla a sklopte kočárek.
3. Opěrky nohou by měly být zvednuty.

### POZNÁMKA:

V případě "závažné nežádoucí příhody" vztahující se k prostředku, která přímo nebo nepřímo vede, mohla vést nebo může vést k následujícímu:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby, nebo
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby, nebo
- c) vážnou hrozbu pro veřejné zdraví;

Tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem Úřad pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

**POZNÁMKA:** Výrobce ani prodejce neodpovídá za škody způsobené špatným užíváním výrobku, špatné údržby, nedostatečného servisu nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu.

### POZNÁMKA:

V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků, které jsou uživateli nejasné a které souvisejí s používáním zdravotnického prostředku, je třeba konzultovat zdravotnického pracovníka.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- A. Otřete hlavní rám vlhkým hadříkem přidáním jemného čistícího prostředku. Nepoužívejte silné čistící prostředky, žíravé přípravky nebo ostré/hrubé předměty.
- B. K čištění sedáků a opěradel použijte vlažnou vodu s přídavkem jemného saponátu. Nepoužívejte silné čistící prostředky a přípravky.
- C. Nechte uschnout

### OBCHOD

Invalidní vozík by měl být skladován v suché a chladné místnosti. Vyhněte se přímému slunečnímu záření a vlhkosti.

### ZPŮSOB LIKVIDACE VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Po ukončení životnosti zařízení může být zdravotnický prostředek zlikvidován jako běžný domovní odpad.

# ZÁRUČNÍ LIST

## ZÁRUKA

Model: AT52324

Sériové číslo:

Datum prodeje:

Razítko prodávajícího a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.

8) Reklamáce bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

Výrobce:

ANTAR Sp. J.  
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski  
ul. Zawiańska 43  
03-068 Warszawa, Polsko



Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz