

## NÁVOD K POUŽITÍ NÁSTAVCE NA WC

Nástavec na WC s poklopem

MODEL: AT51201, AT51202, AT51291, AT51292

POUŽITÍ: Nástavce na WC AT51201, AT51202, AT51291, AT51292 se doporučují zejména pro osoby po úrazu kyčlí (např. zlomeniny v oblasti kyčlí), dále pro osoby tělesně postižené a osoby se sníženou schopností pohybu. Použití se nedoporučuje osobám těžce mentálně postiženým. Používají se hlavně tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a také snižují možné riziko při těchto úkonech. Zlepšují rovněž manipulaci s pacientem. Před prvním použitím si vždy přečtěte tento návod k použití. Výrobek musí být vždy používán pouze v souladu s tímto návodem k použití.

### POPIS:

AT51201, AT51291 – výška 10 cm

AT51202, AT51292 – výška 15 cm

Rozměry: 40 x 36 x 10/15 cm

Hmotnost: 1200 g, maximální hmotnost uživatele: 180 kg

### NÁVOD K POUŽITÍ:

#### Montáž na WC mísu:

- Nasadte nástavec na přední část WC mísy.

- Upevněte patky na maximum.

#### **Upozornění: Nepoužívejte hrubou sílu při upínání patek!**

Na některých WC mísách se nástavec může mírně viklat, ale neměl by se posouvat z mísy. Při používání nástavce na WC dodržujte bezpečnostní opatření.

#### **ÚDRŽBA:**

Nástavec lze čistit mýdlovou vodou nebo běžnými čistícími prostředky, které nepoškozují povrch. Dezinfekci lze provést pomocí roztoku chlóru nebo dezinfekčních rozprašovačů.

#### **VAROVÁNÍ:**

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích patek!

**LIKVIDACE:** Po ukončení používání může být zdravotnický prostředek zlikvidován jako běžný komunální odpad.

#### **NEŽADOUČÍ PŘÍHODA**

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- vážné ohrožení veřejného zdraví

tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků). Uživatel /pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

#### **PROHLÁŠENÍ**

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

Balení: 1 KS



#### Výrobce:

ANTAR Sp. J.

I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski

ul. Zawiślańska 43 03-068 Warszawa, Polsko

email [antar@antar.net](mailto:antar@antar.net) tel. 22518 36 00

#### Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice

E-mail: [ortgroup@ortgroup.cz](mailto:ortgroup@ortgroup.cz), [www.ortgroup.cz](http://www.ortgroup.cz)

Tel.: 596 630 615

Datum vydání návodu 25.05.2021

Datum poslední revize: 15.03.2022

REV. V 02



## NÁVOD K POUŽITÍ NÁSTAVCE NA WC

Nástavec na WC s poklopem

MODEL: AT51201, AT51202, AT51291, AT51292

POUŽITÍ: Nástavce na WC AT51201, AT51202, AT51291, AT51292 se doporučují zejména pro osoby po úrazu kyčlí (např. zlomeniny v oblasti kyčlí), dále pro osoby tělesně postižené a osoby se sníženou schopností pohybu. Použití se nedoporučuje osobám těžce mentálně postiženým. Používají se hlavně tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a také snižují možné riziko při těchto úkonech. Zlepšují rovněž manipulaci s pacientem. Před prvním použitím si vždy přečtěte tento návod k použití. Výrobek musí být vždy používán pouze v souladu s tímto návodem k použití.

### POPIS:

AT51201, AT51291 – výška 10 cm

AT51202, AT51292 – výška 15 cm

Rozměry: 40 x 36 x 10/15 cm

Hmotnost: 1200 g, maximální hmotnost uživatele: 180 kg

### NÁVOD K POUŽITÍ:

#### Montáž na WC mísu:

- Nasadte nástavec na přední část WC mísy.

- Upevněte patky na maximum.

#### **Upozornění: Nepoužívejte hrubou sílu při upínání patek!**

Na některých WC mísách se nástavec může mírně viklat, ale neměl by se posouvat z mísy. Při používání nástavce na WC dodržujte bezpečnostní opatření.

#### **ÚDRŽBA:**

Nástavec lze čistit mýdlovou vodou nebo běžnými čistícími prostředky, které nepoškozují povrch. Dezinfekci lze provést pomocí roztoku chlóru nebo dezinfekčních rozprašovačů.

#### **VAROVÁNÍ:**

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích patek!

**LIKVIDACE:** Po ukončení používání může být zdravotnický prostředek zlikvidován jako běžný komunální odpad.

#### **NEŽADOUČÍ PŘÍHODA**

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- vážné ohrožení veřejného zdraví

tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků). Uživatel /pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

#### **PROHLÁŠENÍ**

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

Balení: 1 KS



#### Výrobce:

ANTAR Sp. J.

I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski

ul. Zawiślańska 43 03-068 Warszawa, Polsko

email [antar@antar.net](mailto:antar@antar.net) tel. 22518 36 00

#### Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice

E-mail: [ortgroup@ortgroup.cz](mailto:ortgroup@ortgroup.cz), [www.ortgroup.cz](http://www.ortgroup.cz)

Tel.: 596 630 615

Datum vydání návodu 25.05.2021

Datum poslední revize: 15.03.2022

REV. V 02



## ZÁRUČNÍ LIST

**MODEL:**

**Datum prodeje:**

**Razítko a čitelný podpis prodávajícího:**

1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.

2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.

3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.

4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.

5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.

6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.

7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘÍLOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.

8) Reklamac bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

## ZÁRUČNÍ LIST

**MODEL:**

**Datum prodeje:**

**Razítko a čitelný podpis prodávajícího:**

1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.

2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.

3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.

4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.

5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.

6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.

7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘÍLOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.

8) Reklamac bez dokladu o koupi nebudou akceptované.