

NÁVOD K POUŽITÍ

Matrace antidekubitní

Název: AT03103

Matrace k lůžkům tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen používat standardní postel a matraci.

Před prvním použitím si vždy přečtěte tento návod k použití. Matrace musí být vždy používána pouze v souladu s tímto návodem k použití.

POUŽITÍ: Vybalte ihned po převzetí. Nechte ležet na rovném povrchu do doby, kdy má matrace odpovídat rozměry. Tato doba se může v různých podmínkách lišit (ne déle než 10 dnů). Uchovávejte při teplotě 20 stupňů (+/- 3 stupně)..

Rozměry produktu se mohou po vybalení změnit o 3%

ROZMĚRY: 90x200x 15 cm (šířka x délka x výška)

Potah – Polyester SAFR – paropropdyšný, omyvatelný potah, lze prát. Jádro matrace – studená pěna

ÚDRŽBA: Matrace lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Potahy lze prát při teplotě do 95°C

VAROVÁNÍ: Z důvodů antidekubitní prevence a péče je třeba přísně dbát na hygienu! Snažit se zamezit poškození zarudlé kůže při manipulaci s pacientem.

LIKVIDACE

Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.



NEŽADOUcí PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- vážné ohrožení veřejného zdraví

tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobci nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě s nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

PROHLÁŠENÍ

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od zakoupení výrobku. Záruka se vztahuje jen na jakost, výrobní vady nebo nekompletnost výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným a nešetrným používáním výrobku, užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v tomto návodu k použití, zanedbáním běžné údržby výrobku, nesprávným skladováním, konstrukčním zásahem do výrobku nebo opotřebením obvyklým používáním.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.

Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o.
1.Máje 3236/103
703 00 Ostrava – Vítkovice
[Tel:596615630](tel:596615630)
e-mail: ortgoup@ortgoup.cz



Výrobce:
ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 4303-068 Warszawa
tel. 22 518 36 00 email: antar@antar.net

Datum vydání návodu 25.05.2021

Datum poslední revize: 07.03.2022

REV. V 02

NÁVOD K POUŽITÍ

Matrace antidekubitní

Název: AT03103

Matrace k lůžkům tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen používat standardní postel a matraci.

Před prvním použitím si vždy přečtěte tento návod k použití. Matrace musí být vždy používána pouze v souladu s tímto návodem k použití.

POUŽITÍ: Vybalte ihned po převzetí. Nechte ležet na rovném povrchu do doby, kdy má matrace odpovídat rozměry. Tato doba se může v různých podmínkách lišit (ne déle než 10 dnů). Uchovávejte při teplotě 20 stupňů (+/- 3 stupně)..

Rozměry produktu se mohou po vybalení změnit o 3%

ROZMĚRY: 90x200x 15 cm (šířka x délka x výška)

Potah – Polyester SAFR – paropropdyšný, omyvatelný potah, lze prát. Jádro matrace – studená pěna

ÚDRŽBA: Matrace lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Potahy lze prát při teplotě do 95°C

VAROVÁNÍ: Z důvodů antidekubitní prevence a péče je třeba přísně dbát na hygienu! Snažit se zamezit poškození zarudlé kůže při manipulaci s pacientem.

LIKVIDACE

Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.



NEŽADOUcí PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- vážné ohrožení veřejného zdraví

tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobci nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě s nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

PROHLÁŠENÍ

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od zakoupení výrobku. Záruka se vztahuje jen na jakost, výrobní vady nebo nekompletnost výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným a nešetrným používáním výrobku, užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v tomto návodu k použití, zanedbáním běžné údržby výrobku, nesprávným skladováním, konstrukčním zásahem do výrobku nebo opotřebením obvyklým používáním.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.

Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o.
1.Máje 3236/103
703 00 Ostrava – Vítkovice
[Tel:596615630](tel:596615630)
e-mail: ortgoup@ortgoup.cz



Výrobce:
ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 4303-068 Warszawa
tel. 22 518 36 00 email: antar@antar.net

Datum vydání návodu 25.05.2021

Datum poslední revize: 07.03.2022

REV. V 02

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30-ti dnů od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 8) Reklamáce bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30-ti dnů od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 8) Reklamáce bez dokladu o koupi nebudou akceptované.