

NÁVOD K POUŽITÍ

AT05007 NEPROMOKAVÉ LOŽNÍ PRÁDLO (SADA)
AT05008 NEPROMOKAVÉ LOŽNÍ PRÁDLO (POVLAK NA POLŠTÁŘ)
AT05009 NEPROMOKAVÉ LOŽNÍ PRÁDLO (POVLAK NA PEŘINU)
AT05010 NEPROMOKAVÉ LOŽNÍ PRÁDLO (PROSTĚRADLO)



Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Výrobek nesmí být používán před přečtením a porozuměním tohoto návodu. Pokud nerozumíte varováním, upozorněním a doporučením, obraťte se na zdravotnického pracovníka nebo prodejce, abyste předešli poškození výrobku nebo zranění.

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte všechny části, zda nejsou poškozené během přepravy. Pokud jsou zjištěna poškození, NESMÍ se výrobek používat. Více informací u prodejce.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Osoby trpící nemocemi, dysfunkcemi nebo zraněními, k jejichž léčbě/rehabilitaci nebo kompenzaci je tento výrobek určen (viz část o určeném použití výrobku v tomto návodu k použití). Výrobek si může uživatel zakoupit samostatně nebo na doporučení lékaře, terapeuta či jiného odborníka. Ať už si výrobek zakoupíte sami nebo na doporučení lékaře/terapeuta/jiného odborníka, musíte vzít v úvahu dostupné velikosti/potřebné funkce a varianty výrobku, indikace a kontraindikace použití a informace poskytnuté výrobcem.

POUŽITÍ

Opakovaně použitelné zdravotnické prostředky určené k ochraně kontaktních povrchů (polštáře, příkrývky, matrace) v prostředí zdravotní péče. Slouží jako fyzická bariéra proti tekutinám a nečistotám a snižují riziko křížových infekcí.

INDIKACE

Použití u pacientů, kteří vyžadují ochranu před vlhkostí (např. v nemocnicích, domovech pro seniory, zdravotnických zařízeních a v domácím prostředí). Doporučeno pro udržení hygienických podmínek prostřednictvím ochrany před vlhkostí a nečistotami. Zvláště užitečné pro osoby s problémy s inkontinencí nebo jinými onemocněními, které vyžadují ochranu matrace a ložního prádla. Doporučeno tam, kde je nutné zajistit suchý povrch, pohodlí pacienta a usnadnit práci zdravotnického personálu.

KONTRAINDIKACE

Fyzická nebo psychická omezení (např. zrakové postižení), která brání bezpečné manipulaci s výrobkem. Nepoužívat u osob s prokázanou alergií na polyuretan nebo bavlnu. Nepoužívat v případech, kdy jsou vyžadovány speciální zdravotnické prostředky s vyššími parametry (toto ložní prádlo není zdravotnickým prostředkem). Nevhodné pro prostředí, kde se vyžaduje praní při teplotě nad 60 °C (může dojít k poškození materiálu). Vyhněte se používání, pokud se objeví kožní reakce, podráždění nebo nepohodlí při kontaktu s materiálem.

SEZNAM SOUČÁSTÍ: Nepropustné ložní pudlo, Návod k použití

VLASTNOSTI

Voděodolnost: 10 000 mm H₂O

Zapínání na zip

Barva: bílá

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povlak na příkrývku: 160 × 200 cm

Povlak na polštář: 70 × 80 cm

Prostěradlo: 150 × 200 cm

SLOŽENÍ

Hlavní tkanina: 100 % bavlna, 130 g/m²

Ochranný povlak: 100 % polyuretan, 30 g/m²

Celková gramáž: 160 g/m²

Ochranný povlak – PU membrána 30 g/m²: 18,8 %

Bavlna 100 % 130 g/m²: 81,3 %

NEŽADOUČÍ PŘÍHODA

V případě "vážného incidentu" souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- vážné ohrožení veřejného zdraví

tato "závažná událost" musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

PROHLÁŠENÍ: Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR

2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

ČIŠTĚNÍ

	Nepropustné ložní prádlo perte v pračce při teplotě do 60 °C.
	Nepoužívejte bělidla ani přípravky obsahující chlor.
	Lze sušit v bubnové sušičce při jemném programu (nízká teplota).
	Nežehlit.
	Nečistit chemicky.

SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte na suchém místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření.

LIKVIDACE PRODUKTU: Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ:



Výrobek je hořlavý – držte jej mimo dosah otevřeného ohně.



Není vhodné pro děti do 0–3 let.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) Produkt zaslaný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamáce zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).



ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiślańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00

PRVNÍ KONTAKT: Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

Datum vydání návodu: 04.08.2025

v1-04.08.2025

